

## DESINFEKTIONSZEITANZEIGE

Jeder Waschplatz kann mit einer Digital-Anzeige zur Anzeige der Desinfektionszeit ausgestattet werden. Die Digital-Anzeige ist von 1 bis 9 Minuten einstellbar und berührungslos auslösbar.

Bei Auslösung des Sensors läuft die eingestellte Zeit bis Null zurück. Das Schaltgehäuse befindet sich im Revisionsraum der Anlage.



Engel Möbelwerkstätten und Klinikeinrichtungen  
Dorfstraße 1 • 87778 Stetten-Erisried  
Tel. 0 82 69 / 2 11  
E-Mail: [info@engel-klinikeinrichtungen.de](mailto:info@engel-klinikeinrichtungen.de)  
[www.engel-klinikeinrichtungen.de](http://www.engel-klinikeinrichtungen.de)